

LISA 3. Proovide kataloog

Puurauk	Proovi nr	Proovimise intervall		
		alates	kuni	pikkus
PA-1/23	PA-1-1	0,3	2,0	1,7
	PA-1-2	2,0	4,0	2,0
	PA-1-3	4,0	6,6	2,6
	PA-1-4	6,6	10,0	3,4
	PA-1-5	10,0	14,0	4,0
	PA-1-6	14,0	16,6	2,6
	PA-1-7	16,6	17,0	0,4
PA-2/23	PA-2-1	0,5	2,0	1,5
	PA-2-2	2,0	5,2	3,2
	PA-2-3	5,2	8,0	2,8
	PA-2-4	8,0	12,0	4,0
	PA-2-5	12,0	16,5	4,5
	PA-2-6	16,5	17,0	0,5
PA-3/23	PA-3-1	0,3	3,0	2,7
	PA-3-2	3,0	6,0	3,0
	PA-3-3	6,0	10,0	4,0
	PA-3-4	10,0	13,0	3,0
	PA-3-5	13,0	15,7	2,7
	PA-3-6	15,7	17,0	1,3

Puurauk	Proovi nr	Proovimise intervall		
		alates	kuni	pikkus
PA-4/23	PA-4-1	0,3	2,0	1,7
	PA-4-2	2,0	4,5	2,5
	PA-4-3	4,5	8,6	4,1
	PA-4-4	8,6	11,6	3,0
	PA-4-5	11,6	14,6	3,0
	PA-4-6	14,6	15,9	1,3
PA-5/23	PA-5-1	0,3	2,7	2,4
	PA-5-2	2,7	5,7	3,0
	PA-5-3	5,7	8,7	3,0
	PA-5-4	8,7	11,7	3,0
	PA-5-5	11,7	15,2	3,5
	PA-5-6	15,2	17,0	1,8
PA-6/23	PA-6-1	0,3	2,7	2,4
	PA-6-2	2,7	5,7	3,0
	PA-6-3	5,7	8,7	3,0
	PA-6-4	8,7	14,7	6,0
	PA-6-5	14,7	17,0	2,3
PA-7/23	PA-7-1	0,3	3,5	3,2
	PA-7-2	3,5	8,7	5,2
	PA-7-3	8,7	13,1	4,4
	PA-7-4	13,1	16,0	2,9